


그림 2: 혁신적 샘플 정규화



Nextera XT 샘플 준비 키트에서는 샘플 풀링 및 시퀀싱 전에 라이브러리를 정량화할 필요가 없습니다. 동일한 농도의 라이브러리는 비드 기반 샘플 정규화를 사용하여 생성되며, 시퀀싱할 라이브러리를 각각 5µl씩 피펫으로 추출하는 간단한 방식을 사용합니다.

Nextera XT 인덱스 키트는 이러한 이중 바코드 접근 방법을 통해 오직 40개의 고유한 인덱스 올리고만으로 최대 384개의 샘플을 처리하는 확장 가능한 접근 방법을 제공합니다. 다중 샘플 연구는 판 기반 처리를 위한 간편한 반응 설정을 제공하는 무료 제공 소프트웨어 도구인 Illumina Experiment Manager를 통해 편리하게 관리할 수 있습니다.


분석을 위한 단순한 사용자 인터페이스

MiSeq Reporter는 작은 게놈 노보(즉, 재시퀀싱), PCR 앰프리콘, 플라스미드 시퀀싱 등의 다양한 애플리케이션을 위한 자동화된 기기 내 분석을 제공합니다. 시퀀싱 결과와 분석은 보고 해석하기 쉽습니다. 예를 들어, MiSeq Reporter 소프트웨어의 PCR 앰프리콘 작업흐름을 사용하여 시퀀스 데이터는 직관적인 탭(즉, 샘플, 영역, 이형)으로 자동으로 범주화됩니다(그림 3). 이러한 각 탭 내에서 이형 점수, Quality Score(Q-점수), 시퀀싱 범위 수준은 단일 열기까지 확인되므로 관심 이형을 쉽게 분석할 수 있습니다.

높은 범위, 정확한 호출

Nextera XT 및 MiSeq 시스템을 사용하는 앰프리콘 시퀀싱의 성능을 보여주기 위해 2가지의 다른 인간 DNA 샘플에서 다양한 크기의 PCR 앰프리콘 9개를 준비했습니다. 각 샘플의 앰프리콘이 풀링되었고 각 풀의 DNA 1ng이 Nextera XT 키트를 사용하여 준비되었습니다. 2개의 샘플 풀로부터 라이브러리가 결합되고 MiSeq 시스템에서 페어드 엔드 2 x 150개 리드로 시퀀싱되었으며 PCR 앰프리콘 작업흐름을 사용하여 MiSeq Reporter로 분석했습니다.

그림 3: MiSeq Reporter의 PCR 앰프리콘 작업흐름



MiSeq Reporter는 여기에 표시된 PCR 앰프리콘을 포함하여 다양한 애플리케이션에 대한 자동화된 기기 내 분석을 제공합니다. 샘플, 영역, 이형에 쉽게 액세스할 수 있고 이형 점수, Quality Score(Q-점수), 범위 플롯이 단일 뉴클레오타이드 해상도로 표시됩니다.

표 1: 엠프리콘 범위 및 호출된 이형

엠프리콘 길이 (bp)	중간 범위 (수천 개의 리드)	호출된 이형 (SNV/Indel)
953	15.1	4SNV
1083	27.4	4SNV
1099	22.1	1SNV
1800	22.4	7SNV
1809	17.8	1SNV
2166	17.6	7SNV
3064	12.5	4SNV
3064	13.3	1SNV
3072	14.8K	1SNV + 1indel

엠프리콘당 대략적인 평균 시퀀싱 범위 값과 샘플 2개 중 하나의 엠프리콘 내에서 식별된 호출된 이형 수(이형 점수 > 99)가 표 1에 표시되어 있습니다. MiSeq 시스템의 아웃풋은 12,000배가 넘는 깊이로 이러한 엠프리콘의 시퀀싱을 지원하므로 신뢰할 수 있는 이형 호출을 가능하게 합니다. 이 예에서 호출된 31개의 총 이형 중 94%가 dbSNP 데이터베이스 내에서 확인되었습니다. 이러한 결과는 범위가 엠프리콘 크기 범위 전체에서 높고 동등하며 이형 호출이 정확함을 나타냅니다.


대형 엠프리콘 전체에서 동등한 범위

긴 범위의 PCR로 생성되는 대형 엠프리콘(> 1kb)은 Nextera XT 키트로 쉽게 준비되고 모든 Illumina 시퀀서에서 시퀀싱될 수 있습니다. 그림 4에서는 인간 게놈의 고도로 가변적인 비암호화 영역에서 5.1kb 엠프리콘에 대해 엠프리콘 길이에 따른 범위와 호출된 이형 위치를 표시합니다. 5.1kb 엠프리콘은 크기가 300bp ~ 10kb인 인간 DNA의 24개 엠프리콘 풀의 일부였습니다. 엠프리콘 풀은 5가지 서로 다른 샘플에서 생성되었고 Nextera XT 라이브러리는 각 풀의 DNA 1ng을 사용하여 생성되었습니다. 라이브러리가 결합되었고, 단일 리드 시퀀싱은 MiSeq에서 1 x 150bp 주기를 사용하여 수행되고 PCR 엠프리콘 작업흐름을 사용하는 MiSeq Reporter를 통해 분석되었습니다.

작은 게놈의 드 노보 어셈블리

미생물 게놈의 준비와 관련하여 Nextera XT의 유용성을 보여주기 위해 대장균 레퍼런스 세포 주 MG1655의 게놈 DNA 1ng이 Nextera XT 키트를 사용하여 준비되고 MiSeq 시스템에서 페어드 엔드 2 x 150bp 리드를 사용하여 시퀀싱되었습니다. 데이터는 MiSeq Reporter의 어셈블리 작업흐름을 사용하여 분석했습니다. 이 샘플의 총 실행 후 분석 시간은 28분이었습니다. 어셈블리 메트릭이 표 2에 표시되어 있습니다. 고품질 어셈블리가 뛰어난 N50 점수와 범위로 생성되었습니다. 이 데이터 세트는 Illumina 클라우드 컴퓨팅 환경¹⁰인 BaseSpace®에서 분석할 수 있습니다.

그림 4: 대형 엠프리콘 범위



패널 A: 5.1kb 엠프리콘 전체에서 높은 시퀀싱 범위(>1,000배)

패널 B: 동일한 엠프리콘 내에서 필터 통과 이형 16개(파란색 SNV 14개 + 빨간색 indel 2개)가 이형 점수에 대한 그래프(이형 호출 정확성의 Phred-scale 측정, 최대값 = 99)로 표시됩니다. 16개 이형 중 13개가 dbSNP에 있습니다.

표 2: 대장균의 드 노보 어셈블리

매개변수	값
적용되는 게놈의 비율	98%
컨택(Contig) 수	314
최대 컨택(Contig) 길이	221,108
염기 수	4,548,900
N50	111,546
염기당 평균 범위	184.9

