

Symbooloverzicht

BESTEMD VOOR IN-VITRODIAGNOSTIEK

Dit is een algemene legenda met uitleg van de symbolen die op de labeling van dit product kunnen staan.

	Hoeveelheid voldoende voor <n> tests
	Medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek
	Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap
	Catalogusnummer
	Serienummer
	Uitsluitend voor gebruik op recept
	Unieke apparaat-id
www.illumina.com/patents	Octrooien
	Informatie van veiligheidsinformatieblad
	Land van oorsprong
	Let op
	Beperking luchtvochtigheid
	Niet hergebruiken
	Productiedatum
	Temperatuurlimiet
	Onderdeelnummer
	Batchcode
	Fabrikant
	Uiterste gebruiksdatum
	Buiten zonlicht houden
	Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
	Een selectievakje om aan te geven dat er 100 ml EtOH aan de fles is toegevoegd

CE
2797



Europese conformiteit

Symbool Gezondheidsrisico - Voor een verklaring van de gevarensymbolen en de bijbehorende gevarenaanduiding raadpleegt u het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor het onderdeel. Dit kan worden gedownload via

<http://support.illumina.com/sds.html>

Symbool Brandgevaarlijk - Voor een verklaring van de gevarensymbolen en de bijbehorende gevarenaanduiding raadpleegt u het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor het onderdeel. Dit kan worden gedownload via

<http://support.illumina.com/sds.html>

Symbool Gevaarlijk - Voor een verklaring van de gevarensymbolen en de bijbehorende gevarenaanduiding raadpleegt u het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor het onderdeel. Dit kan worden gedownload via

<http://support.illumina.com/sds.html>

Symbool Oxidatiegevaar - Voor een verklaring van de gevarensymbolen en de bijbehorende gevarenaanduiding raadpleegt u het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor het onderdeel. Dit kan worden gedownload via

<http://support.illumina.com/sds.html>

Symbool Risico op bijtende stoffen - Voor een verklaring van de gevarensymbolen en de bijbehorende gevarenaanduiding raadpleegt u het veiligheidsinformatieblad (VIB) voor het onderdeel. Dit kan worden gedownload via

<http://support.illumina.com/sds.html>



Symbol Risico op giftige stoffen -
Voor een verklaring van de
gevaarsymbolen en de
bijbehorende gevarenaanduiding
raadpleegt u het
veiligheidsinformatieblad (VIB) voor
het onderdeel. Dit kan worden
gedownload via
<http://support.illumina.com/sds.html>
Deze kant boven



Breekbaar, voorzichtig behandelen



Droog houden



Bevroren houden

Copyright en handelsmerken

© 2021 Illumina, Inc. Alle rechten voorbehouden. Alle handelsmerken zijn het eigendom van Illumina, Inc. of hun respectievelijke eigenaren. Ga naar www.illumina.com/company/legal.html voor meer informatie over specifieke handelsmerken.

Contactgegevens



Illumina
5200 Illumina Way
San Diego, Californië
92122 VS
+1 800 809 ILMN (4566)
+1 858 202 4566 (buiten
Noord-Amerika)
techsupport@illumina.com
www.illumina.com



Illumina Netherlands B.V.
Steenoven 19
5626 DK Eindhoven
The Netherlands

Australische sponsor
Illumina Australia Pty Ltd
Nursing Association
Building
Level 3, 535 Elizabeth
Street
Melbourne, VIC 3000
Australië